



L530R 低速台式冷冻离心机

L530R低速台式冷冻离心机广泛用于临床医学、遗传生物、细胞学等领域；多款转子、管架与适配器供用户选用；其外观简洁、美观，不锈钢内腔、多重保护、安全可靠。采用变频环保压缩机，最高转速可以保持在-4度以下，制冷效果好。

产品特点 Product advantages

- ◆采用变频制冷系统，不同的转子，不同的转速，动态的调节频率。
- ◆PID动态智能调节温度，专利号：(2L201922274761.7)，4°C控温时精度可达到±1°C。
- ◆微机控制、直流无刷电机驱动、力矩大、无碳粉污染、免维护。
- ◆自动计算及设置离心力RCF值。
- ◆配有多种管架、挂架、适配器，一机多用。
- ◆可编程操作，可存储多个常规程序。
- ◆9种升速曲线、10种减速曲线、两级阻尼减震、防止样品二次浑浊，离心效果佳。
- ◆设有超速、超温、门盖保护等多种保护措施，确保人身、机器安全。

主要技术参数 Technical parameter

| | |
|-------------|--------------------|
| 订货号 | 0204141000 |
| 最高转速 | 5300r/min |
| 最大相对离心力 | 5010xg |
| 最大容量 | 4x250ml |
| 转速精度 | ±30r/min |
| 定时范围 | 1min~99min |
| 温度设置范围 | -20°C~40°C |
| 温度控制精度 | ±1°C |
| 压缩机组 | 变频制冷系统 |
| 整机噪音 | ≤ 65dB (A) |
| 电 源 | AC 220±22V 50/60Hz |
| 整机功率 | 1200W |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 470×730×380(mm) |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 547×960×422(mm) |
| 净 重 | 70kg |

 转子参数
Rotor parameters

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>No.1</p>  <p>最大容量：4x100ml 最高转速：5300r/min 最大离心力：5010xg 订货号：0307853591</p> |  <p>名称：管架 订货号：0303853580 容量：4×100ml</p> | <p>名称：适配器 容量：4x50ml 订货号：0304891064</p> | <p>名称：适配器 容量：4x15ml (尖) 订货号：0304891127</p> |
| | | <p>名称：适配器 容量：4x50ml (尖) 订货号：0304891126</p> | <p>名称：适配器 容量：4x3x5ml真空管 订货号：0304853510</p> |
| | | <p>名称：适配器 容量：4x30ml 订货号：0304891125</p> | <p>名称：适配器 容量：4x2x10ml 订货号：0304853511</p> |
| | | <p>名称：适配器 容量：4x20ml 订货号：0304853507</p> | <p>名称：适配器 容量：4x4积压管 订货号：0304853512</p> |
| | | <p>名称：适配器 容量：4x15ml 订货号：0304891128</p> | <p>名称：适配器 容量：4x3x1.5ml 订货号：0304853533</p> |
| | | <p>名称：适配器 容量：4x2x50ml 订货号：0304891064</p> | <p>名称：适配器 容量：4x2x15ml (尖) 订货号：0304891127</p> |
| <p>No.2</p>  <p>最大容量：4x200ml 最高转速：4500r/min 最大离心力：3560xg 订货号：0307853591</p> |  <p>名称：管架 订货号：0303853517 容量：4×2×100ml</p> | <p>名称：适配器 容量：4x2x50ml (尖) 订货号：0304891126</p> | <p>名称：适配器 容量：4x6x5ml真空管 订货号：0304853510</p> |
| | | <p>名称：适配器 容量：4x2x30ml 订货号：0304891125</p> | <p>名称：适配器 容量：4x4x10ml 订货号：0304853511</p> |
| | | <p>名称：适配器 容量：4x2x20ml 订货号：0304853507</p> | <p>名称：适配器 容量：8x4积压管 订货号：0304853512</p> |
| | | <p>名称：适配器 容量：4x2x15ml 订货号：0304891128</p> | <p>名称：适配器 容量：8x3x1.5ml 订货号：0304853533</p> |
| | | <p>名称：适配器 容量：4x2x50ml 订货号：0304891064</p> | <p>名称：适配器 容量：4x2x15ml (尖) 订货号：0304891127</p> |
| |  <p>名称：管架 容量：4×8×15ml 订货号：0303853585</p> | <p>名称：适配器 容量：10ml 订货号：0304855729</p> | <p>名称：适配器 容量：5ml 订货号：0304854622</p> |
| | | <p>名称：适配器 容量：7ml 订货号：0304855727</p> | <p>可根据需求定制适配器</p> |
| | |  <p>名称：管架 容量：4×2×50ml 订货号：0303853540</p> |  <p>名称：吊篮 容量：4×12×7ml 订货号：0303891174</p> |

| | | | | |
|--|--|---------------|--------|------------------|
| <p>No:3</p>  <p>最高转速：4000r/min 最大离心力：2200xg 最大容量：2x2x96孔 订货号：0302853800</p> |  <p>名称：酶标板 订货号：0303853810</p> | 2x4微孔板 | 2x4x96 | 可根据工作板或PCR板定制适配器 |
| | | 2x2深孔板 | 2x2x96 | |
| | | 2x1过滤板 试剂盒 | 2x1x96 | |

| 转子 | 挂杯 | 适配器 | 容量/订货号 | 适配器 | 容量/订货号 |
|--|---|---|----------------------------|---|--|
| <p>No:4</p>  <p>名称：水平转子 最大容量：4×250ml 最高转速：4500r/min 最大离心力：4080xg 订货号：0302853600</p> |  <p>名称：圆杯 订货号：0303891028</p> |  | 4x1x100ml 0304891098 |  | 4x1x50ml (尖/圆) 0304891109 (尖) 0304891095 (圆) |
| | |  | 4x4x20ml 0304891101 |  | 4x4x15ml (尖) 0304891108 |
| | |  | 4x6x15ml 0304891106 |  | 4x7x10ml 0304853604 |
| | |  | 4x10x5ml 0304853605 |  | 4x8x1.5ml 0304891124 |
| | | 可根据需求定制适配器 | | | |
| |  <p>名称：方杯 订货号：0303853615</p> |  | 4x1x250ml 0304891113 |  | 4x4x50ml (尖) 0304891121 |
| | |  | 4x7x15ml (尖) 0304891117 |  | 4x9x10ml 0304891122 |
| | |  | 4x9x5ml 0304891196 |  | 4x15x1.5ml 0304853622 |